El procedimiento es aplicable a los siguientes exámenes: cultivo de deposiciones, cultivo de campylobacter, cultivo de yersinia, cultivo de vibrio cholerae.
En cualquier unidad de toma de muestras le entregarán instrucciones y material requerido para la toma de la muestra (tórula de algodón y tubo con gel estériles, manteniéndolos siempre herméticamente cerrados hasta la toma de la muestra).

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen bacteriológico de deposiciones. Deberá seguir las instrucciones que se indican para la obtención de una muestra que permita la pesquisa de los gérmenes que interesan.
Idealmente, **el paciente NO debería estar bajo tratamiento antibiótico o con laxantes, salvo indicación médica que diga lo contrario.**

Instrucciones:

1. El paciente deberá defecar en una bacinica limpia y seca, evitando orinar.
2. Abrir el envoltorio de la tórula de algodón y el tubo con gel estéril; extraer la tórula de algodón, tomándola del tapón del extremo.
3. Introducir la punta de algodón de la tórula en la deposición.
4. Preocupándose de no apoyar la tórula de algodón con la muestra en ningún tipo de superficie, destapar el tubo estéril con gel e introducir la tórula con deposición, procurando que la punta de algodón (alrededor de 2 cm) quede sumergida en el gel; cerrar el tubo herméticamente y desechar la tapa original del tubo estéril.
5. Anotar el nombre completo del paciente (nombres y ambos apellidos) en el tubo.
   Como alternativa: por ejemplo, en bebés que usan pañales o en adultos que así lo prefieran, introducir la tórula de algodón estéril en el ano (aproximadamente 3 centímetros en niños y 4 centímetros en adultos), girarla varias veces procurando obtener materia fecal, retirarla y sumergirla en el tubo con gel de la forma ya descrita. Cerrar el tubo herméticamente y anotar el nombre completo del paciente en el tubo.
6. Transportar la muestra inmediatamente a temperatura ambiente (no refrigerar) y entregarla en la unidad de toma de muestras. Evitar que transcurran más de 12 horas antes de entregar la muestra.

Si tiene dudas respecto de este informativo consulte al personal de la unidad de toma de muestras. Eventualmente consulte a nuestro **Call center 323323600**, al correo **consultas@aclin.cl** o en la sección contacto en nuestra web: **www.aclin.cl**

Revisado por Q.F. Marcelo Tapia C.

Marcelo Tapia Carrère
QF / Director Técnico

Este documento no puede ser reproducido ni entregado a terceros, sin la expresa autorización del Director Técnico de Aclin.